

ALP染色试剂盒 (货号: PCM-K-002)

包装规格: 50T

一. 产品描述

成骨细胞能够分泌碱性磷酸酶, 合成 I 型胶原、骨钙素等细胞外基质, 从而进一步矿化形成骨组织, 这些特征被作为鉴定骨髓间充质干细胞分化为成骨细胞的标准。另外, 碱性磷酸酶(ALP)是骨形成所必需的酶, 是成骨细胞分化和功能成熟的早期标志。经本公司成骨诱导培养基(货号: PCM-I-002)培养相应时间后, 间充质干细胞可分化为成骨细胞, 并分泌碱性磷酸酶。在碱性磷酸酶的催化下, 本试剂盒能形成不溶性的深蓝色至蓝紫色的沉淀。

二. 组成成分

组分	50T	100T
固定液	25mL	50mL
染色试剂A(25×)	1mL	1mL×2
染色试剂B(25×)	1mL	1mL×2
反应缓冲液	30mL	30mL×2
洗涤液	50mL×2	100mL×2

保存: 4°C保存, 其中染色试剂A、试剂B、反应缓冲液-20°C保存, 有效期6个月。

注意事项

- ✓ 本产品仅限于科学研究使用。
- ✓ 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。

操作说明

细胞样本(以24孔板为例)


1. 取40μL染色试剂A加入到 1mL反应缓冲液中, 混匀, 再加入40μL染色试剂B混匀, 即配成反应工作液(现配现用);
2. 移除细胞培养基, 每孔加入2mL PBS静置1min后移除, 重复一次;
3. 每孔加入500μL固定液, 37°C(或室温)固定15-30min;
4. 移除固定液, 每孔加洗涤液500μL, 洗涤2次;
5. 加入第一步现配的反应工作液500μL, 37°C(或室温)染色30min或更长时间(可长达24h), 直至显色至预期深浅;
6. 每孔加入洗涤液500μL, 洗涤2次, 显微镜下观察。

组织切片

1. 取40 μ L染色试剂A加入到 1mL反应缓冲液中，混匀，再加入40 μ L染色试剂B混匀，即配成反应工作液(现配现用)；
2. 组织切片用固定液在室温固定15min，水洗；
3. 轻轻向切片上滴加适量染色液，覆盖组织，37 $^{\circ}$ C(或室温)浸染30min或更长时间(可长达24h)，直至显色至预期深浅，水洗；
4. 显微镜下观察和拍照。

示例(细胞样本)

注：实际染色效果会因样品及实验条件的不同而存在差异，本图仅供参考。



本产品仅用于科研用途，不可用于诊断、治疗、临床、家庭及其他用途。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。