

# 中乔新舟

## N-2无血清添加剂,100X

## 说明书

名 称	N-2无血清添加剂,100X
货 号	CSP050
规 格	5mL
保存	-20℃保存,18个月有效
用途	仅供科研使用

### 【产品描述】

N-2 添加剂是化学成分确定的添加剂。N-2 添加剂主要被推荐用于神经母细胞瘤以及周围神经系统(PNS)与中枢神经系统(CNS)来源的有丝分裂后期的神经元的生长和表达。它可与添加了生长因子如 bFGF 及 EGF 的无血清神经元基础培养基或 DMEM/F12培养基配合使用。

#### 【操作步骤】(仅供参考)

N-2是100X的液体,在无菌的细胞培养液中直接添加,混匀即可。

#### 【注意事项】

- 1、请尽量减少反复冻融的次数,以免效率下降;
- 2、请注意无菌操作,避免污染;
- 3、操作时,请穿实验服并戴一次性手套及口罩;
- 4、仅供科研使用。