

人牙周膜干细胞完全培养基

说明书

产品描述

中乔新舟技术团队精心优化人牙周膜干细胞完全培养基经过长期测试，可保持细胞达到良好的生长状态。本产品套装中已包含细胞生长所需的各种成分，可直接用于细胞的体外培养。

组成成分

完全培养基

注： 本完培不含抗生素，若需要额外单独添加。

存储方法

-20°C，避光储存12个月

使用说明

1. 严格无菌操作。
2. 产品使用前需放入4°C冰箱解冻。
3. 由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
4. 解冻后的完全培养基建议2周内使用完。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。