

成纤维细胞培养基-无血清

货号: ZQ-1336-SFM

【产品简介】

成纤维细胞培养基-无血清成分包含基础培养基和添加物, 不含血清。由中乔新舟技术团队精心优化, 经过长期测试, 可保持细胞良好的生长状态。本产品仅供进一步科研使用, 不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

【主要优势】

化学成分明确、不含血清;

全面优化的培养基成分, 支持细胞高效扩增;

严苛的原料品控和生产标准, 产品内毒素水平低。

【产品信息】

可 培 养 细 胞 种 类	成纤维细胞
物 理 外 观	液体
血清水平	无血清
浓 度	1 X
pH 值	7.2 ~ 7.4
渗 透 压	280 ~ 320 mOsmol/kg
内 毒 素	≤3 EU/mL
微 生 物 检 测	细菌、真菌、支原体未检出
细 胞 生 长 实 验	细胞生长良好, 形态正常

套装组分	组分体积	储存条件	有效期	运输条件
基础培养基 (液体)	480 mL	2-8°C, 避光	12 个月	蓝冰
补充剂 (100×)	20 mL	-20°C, 避光	18 个月	干冰
双抗	5mL	-20°C, 避光	12 个月	干冰

注意: 配制完成的完全培养基, 请于 2 周内使用完毕, 使用前请目测检查是否有浑浊或颜色异常 (正常为粉红色)

【使用方法】

➤ 完全培养基配制

在生物安全柜中, 按以下顺序将各补充剂加入基础培养基中, 轻柔混匀 (避免产生气泡)

1. 取出基础培养基 (480 mL), 平衡至室温 (约 15-20 分钟), 补充剂 (100×) 提前放入 4 度 2-3 小时解冻、或室温解冻;
2. 在基础培养基中依次加入: 补充剂 (100×) 20 mL;
3. 轻柔混匀 5-10 次, 切勿剧烈振荡;
4. 标注配制日期, 2-8°C 避光保存;
5. 基础培养基和补充剂 (100×) 可以在开盖后分装, 分别保存在 2-8°C 和 -20°C, 使用前混合, 配制成完全培养基。



【注意事项】

1. 本品仅限科研实验用途，不用于临床诊断及治疗；
2. 操作过程需遵循无菌规范，避免污染；
3. 请按标签所示温度进行保存；
4. 补充剂对光敏感，请避光保存；
5. 反复冻融会损害补充剂活性，请分装后保存；
6. 请在产品有效期内使用。

【企业质量体系】

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证，全流程质量管控合规可靠。

【文献奖励】

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊，可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注：成纤维细胞培养基-无血清 (ZQ-1336-SFM)由上海中乔新舟生物科技有限公司提供；
- 发表[英文论文]请标注：Fibroblast medium - Serum free (ZQ-1336-SFM)were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd." 或 "ZQXZbio"

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号，在菜单栏点击**快速查询**，选择**文献奖励**，即可查看文献奖励详细规则；
- 咨询官方客服，获取文献奖励详细规则。

****活动最终解释权归中乔新舟生物所有****

