

B-27 无血清培养基添加剂,50X, 不含维生素 A

货号: CSP027-NVA

【产品简介】

本产品不含维生素 A, 是常规 B-27 添加剂去除维生素 A 的特殊配方, 主要用于海马神经元和其他中枢神经系统 (CNS) 神经元的生长和保持其短期或长期活性。产品为 50× 的液体, 可以与神经元培养基或神经元类培养基组合使用, 用于神经细胞培养而无需再添加饲养层细胞。本添加剂适用于大多数神经细胞培养。

本产品经严格的质量控制和过滤除菌处理, 不含血清, 由参与神经元存活、突触成熟、神经突起延伸的高品质抗氧化剂、多种细胞因子等组分配制而成, 具有极高品质, 可实现高效培养多种类型的神经元细胞。

【产品信息】

规格	10mL
物理外观	澄清液体
浓度	50×
内毒素	≤3 EU/mL
pH 值	7.0 ~ 7.4
储藏条件	~ 20 °C 保存
运输条件	干冰运输
有效期	12 个月
微生物检测	细菌、真菌、支原体未检出
细胞生长实验	细胞生长良好, 形态正常

【使用方法】

1. 将本品从保存的环境中取出, 核对标签信息, 并检查溶液包装的完整性及外观状态;
2. 用消毒液擦拭表面后, 将其转移至超净工作台内;
3. 在无菌条件下, 依照标准实验流程, **根据培养基液体体积加入适当体积的添加剂, 使得终工作浓度为 1×**。

【注意事项】

1. 本产品已经过滤除菌处理, 使用时应注意无菌操作, 避免污染;
2. 本产品充分融解并混匀后, 如有必要, 可以适当分装后 -20°C 避光保存。短期内如果频繁使用, 可以 2-8°C 避光保存, 并建议在 1-2 周内用完;
3. 请根据实验需求, 建议对本产品进行适量分装冻存, 避免反复冻融, 以免影响使用效果。本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品;
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

【企业质量体系】

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证, 全流程质量管控合规可靠。

【文献奖励】

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊, 可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注: B-27 无血清培养基添加剂,50X, 不含维生素 A (CSP027-NVA) 由上海中乔新舟生物科技有限公司提供;
- 发表[英文论文]请标注: B-27 (CSP027-NVA) were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd." 或 "ZQXZbio"

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号, 在菜单栏点击**快速查询**, 选择**文献奖励**, 即可查看文献奖励详细规则;
- 咨询官方客服, 获取文献奖励详细规则。

****活动最终解释权归中乔新舟生物所有****

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官 网



公 众 号

