

牛纤维粘连蛋白溶液
说明书

名称	牛纤维粘连蛋白溶液
英文	Fibronectin Solution (Bovine), 1mg/ml
货号	CSP040
外观	溶液
浓度	1mg/ml
规格	1mL
保存	2-8℃保存，24个月有效
用途	仅供科研使用

【产品描述】

纤维粘连蛋白是一种附着因子，可促进依附依赖性细胞的附着和细胞质扩散。纤维粘连蛋白特别适用于不能自身合成生物基质的细胞培养或在无血清培养基中培养的细胞。牛纤维粘连蛋白溶液含有缓冲盐。

【操作步骤】（仅供参考）

纤维粘连蛋白的推荐浓度为1-5ug/ml，具体视细胞类型而定。随后放入37℃培养箱至少2小时或者过夜，吸出包被液并加入ddH₂O漂洗1-2次后使用。

【注意事项】

- 1、尽量减少反复冻融的次数，以免效率下降；
- 2、注意无菌操作，避免污染；
- 3、操作时，请穿实验服并戴一次性手套及口罩；
- 4、仅供科研使用。