

抗真菌溶液100x

说明书

名称	抗真菌溶液100x
英文	Antimycotic Solution
货号	CSP032
外观	淡黄色液体
规格	50mL
保存	-20℃保存，有效期12个月
用途	仅供科研使用

【产品描述】

抗真菌溶液中主要成分为 250 μ g/ml 两性霉素 B 和 1%脱氧胆酸钠。该溶液通过 0.2 μ m 膜过滤器除菌。

【使用说明】（仅供参考）

在无菌的细胞培养液中直接添加：按照每100mL培养液添加1mL抗真菌溶液100x，混匀即可。

【注意事项】

- 1、尽量减少反复冻融的次数，以免效率下降；
- 2、4℃保存试剂时，会有部分白色沉淀析出为正常现象，室温放置 1 小时左右待沉淀溶解之后可正常使用；
- 3、注意无菌操作，避免污染；
- 4、操作时，请穿实验服并戴一次性手套及口罩；
- 5、仅供科研使用。