

## 大鼠神经干细胞培养基 (货号 : ZQ-PCM-166 )

### 产品描述

大鼠神经干细胞培养基是专门为大鼠神经干细胞培养设计，可保持鼠神经干细胞最佳的生长状态。本产品中已包含鼠神经干细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于鼠神经干细胞的体外培养。该培养基为细胞提供了一个最佳的营养环境，选择性地促进细胞的体外生长。

### 组成成分

大鼠海马神经干细胞完全培养基由基础培养基；胎牛血清；细胞培养添加物组成。

### 存储方法

基础培养基 4°C保存，避光保存。

### 使用说明

- 1.严格无菌操作,建议大瓶分装成小瓶使用或保存，避免污染及长期常温放置，并在保质期内使用。
- 2.产品使用前需平衡至室温或 37°预热。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.完全培养基建议三个月左右使用完。

**警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。**

### 产品用途说明

仅供科研研究使用。