

人肾小球系膜细胞专用培养基 (货号: PCM-H-001)

一、产品描述

中乔新舟技术团队精心优化人肾小球系膜细胞完全培养基经过长期测试,可保持细胞达到良好的生长状态。人肾小球系膜细胞完全培养基由胎牛血清及促长系膜细胞增殖的基础培养基、培养基添加物组成。

二、组成成分

人肾小球系膜细胞完全培养基由基础培养基;胎牛血清;细胞培养添加物组成。

三、产品使用说明

仅供科研研究使用。

四、存储方法

基础培养基 4℃保存,添加物-20℃保存,避光保存。

五、干冰或冰袋运输

六、使用说明

- 1.严格无菌操作,建议大瓶分装成小瓶使用或保存,避免污染及长期常温放置,并在保质期内使用。
- 2.产品使用前需平衡至室温或 37°预热。
- 3.由于含有易光变成分,培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当,培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施,包括穿戴防护服和眼镜。

七、产品用途说明

仅供科研研究使用。