

地塞米松溶液
说明书

| | |
|----|------------------------|
| 名称 | 地塞米松溶液 |
| 英文 | Dexamethasone Solution |
| 货号 | CSP025 |
| 规格 | 10mL |
| 保存 | -20℃保存，12个月有效 |
| 用途 | 仅供科研使用，不得用于其它用途。 |

【产品描述】

地塞米松(Dexamethasone, 简称DXMS)是一种人工合成的肾上腺皮质激素, 一般认为其对各种原因(物理、化学、生物、免疫等)引起的炎症都有很强的消炎作用。其广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面。本产品用乙醇溶解, 浓度为200 ug/mL, 使用时请勿靠近火源。

【操作步骤】(仅供参考)

在无菌的细胞培养液中直接添加, 请根据细胞类型添加。例如: 细胞培养所需终浓度为40ng/mL, 按照每100mL培养液添加20ul地塞米松溶液, 混匀即可。

【注意事项】

- 1、本产品用经0.22um过滤, 可直接加入培养基;
- 2、注意无菌操作, 避免污染;
- 3、操作时, 请穿实验服并戴一次性手套及口罩;
- 4、仅供科研使用。