

THLE-2/3细胞专用培养基说明书

产品描述

中乔新舟技术团队精心优化THLE-2/3细胞专用培养基经过长期测试，可保持细胞达到良好的生长状态。本产品中已包含细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于细胞的体外培养。

组成成分

THLE-2/3细胞专用培养基由500 ml培养基BEGM (Bronchial Epithelial Cell Growth Medium), 配置完全培养基时需加入5 ng/mL EGF, 10%FBS。

存储方法

2°C -8°C，避光储存。

使用说明

- 1.严格无菌操作,建议大瓶分装成小瓶使用或保存，避免污染及长期常温放置，并在保质期内使用。
- 2.产品使用前需平衡至室温或 37°预热。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。