

氢化可的松
说明书

名称	氢化可的松
英文	Hydrocortisone
货号	CSP041
规格	10ml
质量浓度	1mg/ml (DMSO 溶解)
保存	-20° C 保存 12 个月 (避光保存)
用途	仅供科研使用

【产品描述】

氢化可的松, 又称皮质醇, 是从肾上腺皮质中提取出的对糖类代谢具有最强作用的肾上腺皮质激素, 即属于糖皮质激素的一种。氢化可的松及其他糖皮质激素能提高细胞对有害刺激的应激能力, 减轻细菌内毒素对细胞的损害。除此之外, 氢化可的松可促进糖原异生、减慢葡萄糖分解、提高蛋白质的分解代谢, 大剂量使用会抑制蛋白质合成。

【操作说明】

本产品浓度为 1mg/ml, 以 DMSO 配制, 可以直接用细胞培养。请根据需求按比例添加。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作, 避免污染;
- 2、请按需求分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。
- 3、DMSO 微毒, 操作时请穿实验服并戴一次性手套及口罩。
- 4、仅供科研使用;