

N-2无血清添加剂，100X

说明书

名 称	N-2无血清添加剂，100X
货 号	CSP050
规 格	5mL
保 存	-20℃保存，24 个月有效
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

N-2 添加剂是化学成分确定的添加剂。N-2 添加剂主要被推荐用于神经母细胞瘤以及周围神经系统（PNS）与中枢神经系统（CNS）来源的有丝分裂后期的神经元的生长和表达。它可与添加了生长因子如 bFGF 及 EGF 的无血清神经元基础培养基或 DMEM/F12培养基配合使用。

【操作步骤】（仅供参考）

N-2是 50X 的液体，在无菌的细胞培养液中直接添加，混匀即可。

【注意事项】

- 1、请尽量减少反复冻融的次数，以免效率下降；
- 2、请注意无菌操作，避免污染；
- 3、操作时，请穿实验服并戴一次性手套及口罩；
- 4、仅供科研使用。