

人脐带间充质干细胞外泌体

说明书

名 称	人脐带间充质干细胞外泌体
货 号	CSP-EX0-1
规 格	1 ml/支
外泌体浓度	$\geq 1 \times 10^{10}$ Particles/ml
蛋白含量	≤ 1000 $\mu\text{g/ml}$
成 分	UC-MSC Exosomes、DPBS 缓冲液
PH	6.8-7.4
电镜检测	外泌体形态完整
WB 检测	蛋白标志物 CD63、CD81、CD9 阳性，GM103 阴性
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

人脐带间充质干细胞外泌体是由人脐带间充质干细胞培养后获得的上清，结合切向过滤等多种纯化方式获得的高纯度外泌体颗粒，可用于后续实验，包括蛋白或核酸分析、载药研究，以及作为各种实验的参考品等。

【保存条件】

2~8℃保存 2 个月 TEM 检测依然可见外泌体结构；-20℃保存需额外添加冷冻保护剂（海藻糖、BSA 等）

备注：请尽快进行实验，以免存放太久影响实验结果。

【注意事项】

1. 注意无菌操作，避免污染；
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
3. 仅供科研使用。