

小鼠视网膜微血管内皮细胞专用培养基

说明书

产品描述

中乔新舟技术团队精心优化小鼠视网膜微血管内皮细胞专用培养基经过长期测试, 可保持细胞达到良好的生长状态。本产品套装中已包含细胞生长所需的各种成分, 可直接用于细胞的体外培养。

组成成分

基础培养基; 细胞生长因子; 等等

注: 避免污染及长期常温放置, 并在保质期内使用。

存储方法

2°C-8°C, 避光储存, 3个月

使用说明

- 1.严格无菌操作, 在室温条件下溶解添加物, 之后在无菌环境下进行操作。轻轻晃动添加物确保内容物混匀, 打开瓶盖时避免触碰瓶口, 将添加物按等比例加入基础培养基, 并充分混匀。
- 2.产品使用前需平衡至室温或 37°预热。
- 3.由于含有易光变成分, 培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当, 培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施, 包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。