

HT 添加剂 (100X)

说明书

名 称	HT 添加剂 (100X)
英 文	HT
货 号	CSP064
规 格	50ml / 500ml
保 存	2-8° C 保存 24 个月
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

HT 添加剂 (100X) 是由次黄嘌呤钠和胸腺嘧啶组成的混合液。HT 添加剂在杂交瘤细胞培养中可用作拯救培养基, 通过提供外源的次黄嘌呤和胸腺嘧啶来克服细胞内残留氨基蝶呤的影响。一旦核苷的生物合成途径恢复后, 即可停止使用 HT 添加剂。按终浓度 1% (体积比) 加入至培养基中使用。

【注意事项】

- 1、 注意无菌操作, 避免污染;
- 2、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 3、 仅供科研使用。