

Mouse LIF 重组蛋白

说明书

名 称	Mouse LIF 重组蛋白
英 文	Recombinant Mouse LIF
货 号	RPN0016
规 格	10ug/50ug
保 存	<-20° C 保存 12 个月
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

小鼠白血病抑制因子 (lif) 是一种属于 lif /OSM 家族的分泌蛋白。LIF 参与了许多生理过程, 包括发育、造血、骨代谢和炎症。它具有诱导白血病细胞终末分化的能力。其活性包括诱导正常和髓性白血病细胞的造血分化, 诱导神经元细胞分化, 以及刺激肝细胞急性期蛋白合成。利用我们的CHO表达系统制备了重组小鼠白血病抑制因子, 并表达了编码 Ser24-Phe203 的目的基因。

【操作说明】

打开试管前, 务必离心试管。不要通过涡旋或移液混合。 不建议复原至低于 100 µg/ml 的浓度。 建议在无菌去离子水中溶解。 请将复溶溶液等分, 以最大限度地减少冻融循环。

【注意事项】

- 1、 注意无菌操作, 避免反复的冻融循环, 避免污染;
- 2、 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
- 3、 仅供科研使用。