

角质化细胞培养基-无血清 (ZQ-1342)

说明书

产品描述

角质化细胞培养基是专门为人皮肤角质化细胞设计和优化的无血清培养基。此培养基为无菌产品，包含必需和非必需氨基酸、维生素、生长因子、微量矿物质，结合多种抗氧化因子，能够有效延长角质细胞寿命，维持细胞正常的上皮形态，有效促进细胞增殖。本产品无需添加血清、无需滋养层细胞，更稳定、更安全、易使用。本产品仅供进一步科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

组成成分

基础培养基；添加物等。

存储方法

基础2°C-8°C，添加物-20°C

使用说明

- 1.严格无菌操作，在无菌环境下进行操作，打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.添加物使用前置于4度解冻，按照1%的量加入到基础培养基中(如1ml添加剂+99ml基础培养基)，混匀后可用于角质化细胞培养；生长添加剂可分装冻存，但应避免多次反复冻融。使用胰酶消化细胞进行传代操作时，需用含血清培养基中止消化。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。