

人皮脂腺专用培养基说明书 (PCM-H-290)

产品描述

中乔新舟技术团队精心优化人皮脂腺细胞专用培养基经过长期测试, 可保持细胞达到良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于细胞的体外培养, 如无特别需要不用额外再添加血清和双抗, 可以直接使用。

组成成分

基础培养基; 添加物等。

注: 产品组分单独包装。建议大瓶分装成小瓶使用或保存, 避免污染及长期常温放置, 并在保质期内使用。若短时间内使用不完, 可以将组分等比例分装保存。

存储方法

基础 2°C - 8°C , 添加物 -20°C , 避光储存

使用说明

- 1.严格无菌操作, 在室温条件下溶解添加物, 之后在无菌环境下进行操作。轻轻晃动添加物确保内容物混匀, 打开瓶盖时避免触碰瓶口, 将添加物按等比例加入基础培养基, 并充分混匀。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分, 培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当, 培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施, 包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科学研究使用。