

小鼠胚胎干细胞包被液

说明书

| | |
|----|--|
| 名称 | 小鼠胚胎干细胞包被液 |
| 英文 | Mouse embryonic stem cell coating liquid |
| 货号 | CSP244 |
| 规格 | 100mL |
| 保存 | 2-8° C 保存 12 个月 |
| 用途 | 仅供科研使用 |

【产品描述】

本产品在细胞培养中广泛用于包被物促进细胞贴壁的粘附剂。除了促进细胞贴壁生长，还能提高原代细胞的存活率和促进神经突长出。广泛应用于原代细胞以及小鼠胚胎干细胞（mESC）培养。

【操作说明】

本包被液为工作液，直接使用即可，使用量以没过培养皿表面为准。

包被溶液用于细胞培养时，包被时间为 37°C 30min。

包被完成后，吸除包被溶液，直接将细胞接种至包被好的培养皿中。。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用。