

H9人类胚胎干细胞专用培养基 (ZM0271)

说明书

产品描述

H9人类胚胎干细胞专用培养基已包含成分包含基础培养基、添加物等细胞生长需要的其他添加物。由中乔新舟技术团队精心优化，经过长期测试，可保持细胞良好的生长状态。本产品仅供进一步科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

组成成分

基础培养基；添加物等

存储方法

基础2℃-8℃保存12个月，添加物-20℃保存12个月；配置好的完培2-8℃保存2周

使用说明

- 1.严格无菌操作，在无菌环境下进行操作，打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.产品使用前需平衡至室温，添加物请在2-8℃条件下温和溶解，请勿在37℃环境中溶解！
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议2周内使用完。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。