

消化终止液

说明书

名 称	消化终止液
英 文	Digestive termination solution
货 号	CSP138
规 格	200mL
保 存	-20° C 保存 12 个月
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

消化终止液是一种无菌、磷酸盐和 hepes 缓冲的生理盐水溶液。它含有 10% 的胎牛血清作为胰蛋白酶抑制剂和细胞保护剂。室温 pH 值为 7.2。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用。