

## Mouse TNF alpha 重组蛋白

## 说明书

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 名 称  | Mouse TNF alpha 重组蛋白           |
| 英 文  | Recombinant Mouse TNF $\alpha$ |
| 货 号  | RPN0106                        |
| 规 格  | 10ug/50ug                      |
| 表达系统 | E. coli                        |
| 保 存  | -20° C 保存 12 个月                |
| 用 途  | 仅供科研使用                         |

## 【产品描述】

肿瘤坏死因子（TNF）是肿瘤坏死因子家族的成员。TNF 作为同源三聚体存在并与 SPPL2B 相互作用。TNF 主要由巨噬细胞分泌，可诱导某些肿瘤细胞系的细胞死亡。TNF 是多种炎症性疾病发展的关键细胞因子。它通过对胰岛素抵抗和脂肪酸代谢的影响促进 2 型糖尿病的发展。

## 【操作说明】

Dissolve the lyophilized protein in distilled water.

## 【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用。