

HFF人包皮成纤维细胞专用培养基 (ZM0292)

说明书

产品描述

HFF人包皮成纤维细胞专用培养基成分包含基础培养基、添加物等细胞生长需要的其他添加物。由中乔新舟技术团队精心优化，经过长期测试，可保持细胞良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需的各种成分，无需添加任何成分，可直接用于细胞的体外培养，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。本产品仅供进一步科研使用，不得用于诊断、治疗、临床、家庭及其它用途。

组成成分

DMEM高糖；15%FBS；1%双抗

存储方法

基础2℃-8℃，添加物-20℃，混合好的完培2-8℃避光储存

使用说明

- 1.严格无菌操作，在无菌环境下进行操作，打开瓶盖时避免触碰瓶口。
- 2.产品使用前需平衡至室温。
- 3.由于含有易光变成分，培养基不应该长时间暴露在光下。
- 4.配置好的完全培养基建议三个月左右使用完。

警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。