

Kytogrow® 细胞培养无忧试剂套装

说明书

名 称	Kytogrow® 细胞培养无忧试剂套装
英 文	Kytogrow® Reagents Mini Kits
货 号	REGMK-005
规 格	6T/40T
用 途	仅供科研使用

【产品描述】

本试剂套装包含重组人纤连蛋白、0.05%胰酶细胞消化液、通用含血清型程序冻存液和消化终止液，适用于绝大部分原代细胞以及永生化细胞的培养操作。

套装组成：

组分货号	名称	REGMK-005-6T	REGMK-005-40T	储存条件
CSP044	重组人纤连蛋白 (1mg/mL)	150uL	1mL	-20°C保存 36 个月
CSP048	0.05%胰酶细胞消化液	20mL	100mL	-20°C保存 24 个月
CSP169	通用含血清型程序冻存液	10mL	50mL	2-8°C保存 12 个月 -20°C保存 36 个月
CSP138	消化终止液	50mL	200mL	-20°C保存 12 个月

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免污染；
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 3、仅供科研使用。