

293t细胞无血清培养基-贴壁培养

说明书

名称	293t细胞无血清培养基-贴壁培养
英文	293t-SFM Medium
货号	SFM0033
规格	500ml
保存	2 - 8°C, 保存12个月
用途	仅供科研使用

产品描述

293t细胞无血清培养基是一款无血清、无动物源成分、即用型的培养基，不含胎牛血清与动物源性成分，采用精准营养配方，可直接支持 293t 细胞贴壁培养、高密度生长与高转染效率，适用于慢病毒包装、重组蛋白表达、瞬时转染及科研与工业级细胞培养。

存储方法

2°C-8°C，避光储存，有效期12个月，开封后建议尽快使用完。

使用说明

步骤	使用方法
细胞适应	从原含血清培养基中将细胞按1:10接种到贴壁293无血清培养基中，并添加5%的血清，并按5%-1%-0%血清添加比例逐步适应
其他使用方法	建议种子扩培过程中加无血清，最后一代换成无血清

警告:如果操作不当, 培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施, 包括穿戴防护服和眼镜。

产品用途说明

仅供科研研究使用。