

产品检验报告（酶联免疫）

 取样 送样

检验日期： 02-03 报告日期： 02-03

品名	人 P 选择素 (P-Selectin;CD62P;GMP140)ELISA 检测试剂						规格	96t	批号	000000143750203
来源	自产	数量	50	保质期	6 个月	生产日期	02-03	检验依据	企标	
检验项目	人 P 选择素 (P-Selectin;CD62P;GMP140)ELISA 检测试剂盒							检验结果	单项判定	
外盒及标签	应完整规范，批号、有效期和规格应正确，外盒无破损							√	符合	
预包被板	铝箔袋应密封，内含干燥剂，无破损和漏气							√	符合	
滴瓶内液体	包括洗涤液、样本稀释液、显色液、终止液等应澄清，无悬浮物和沉淀							√	符合	
试剂盒组件	组件齐全，包装完好							√	符合	
液体装量	组件中每种试剂装量不低于所示含量							√	符合	
阳性符合率	分别检测 8 份阳性血清，应全部为阳性							√	符合	
阴性符合率	分别检测 8 份空白对照，应全部为阴性							√	符合	
批间差	不同批次的试剂盒对测定结果的变异系数应≤ 10%							√	符合	
批内差	同一批次的试剂盒对测定结果的变异系数应≤ 10%							√	符合	
稳定性	37℃破坏性实验后	检测 8 管标准品，应全部为阳性结果					√	符合		
结论	符合科研试剂标准，可出售。									
检验人	甘湘梅	日期	20260203	复核人	王欣	日期	20260203			

