

## 原代猫脂肪间充质干细胞专用培养基 (含血清) (PCM-C-0057)

### 产品描述

中乔新舟技术团队精心优化原代猫脂肪间充质干细胞专用培养基经过长期测试，专门针对不同种类猫，多组织来源的间充质干细胞分离和传代，可保持细胞达到良好的生长状态。本产品使用简单，已包含细胞生长所需各种成分，无需额外添加生长因子，可直接用于细胞的体外培养，如无特别需要不用额外再添加血清，可以直接使用。

### 适用种属

猫、犬、马、鸡和牛等。

### 组成成分

完全培养基 (含血清)。

### 存储方法

-20°C保存12个月，解冻后4°C保存15天内使用完。

### 使用说明

- 1.严格无菌操作，使用前放入4°C冰箱解冻，之后在无菌环境下进行操作。
- 2.按照8000-10000 细胞/cm<sup>2</sup>接入间充质干细胞，不需要额外添加生长因子。
- 3.解冻后4°C保存建议15天内使用完。

**警告:如果操作不当，培养基的某些成分可能会对健康造成危害。处理时应采取适当的预防措施，包括穿戴防护服和眼镜。**

### 产品用途说明

仅供科研研究使用。