

牛血清白蛋白 (BSA) , 低内毒素, 干粉

货号: CSP016

产品简介

牛血清白蛋白 (BSA) 有着极其广泛的工业和实验室应用, 包括: 酶联免疫吸附检定 (ELISA)、免疫印迹和免疫组化。在限制性内切酶消化反应中, BSA 常常被用作一些酶的反应稳定剂, 并且能防止蛋白酶粘附到管壁和吸头上。此外, BSA 也常用于生物制药的生产过程或者作为营养物质用于细胞和微生物培养等。

产品信息

英文名称	BSA
规格	10g
物理外观	白色至浅黄色粉末
总蛋白 (干重)	≥98%
含水量	<5.0%
灰分 (Ash)	<2.0%
重金属	≤20ppm
内毒素	<2.0EU/mg
溶解性	溶于水, 难于盐析
保存条件	2 ~ 8°C保存, 避光
运输条件	低温冰袋
有效期	48 个月

注意事项

1. 本品仅限科研实验用途, 不用于临床诊断及治疗;
2. 操作过程需遵循无菌规范, 避免污染;
3. 尽量减少反复冻融的次数, 以免效率下降, 可根据使用量进行分装;
4. 请在产品有效期内使用, 请勿试用过期产品。

企业质量体系

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证, 全流程质量管控合规可靠。

文献奖励

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊, 可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注: 牛血清白蛋白 (CSP016) 由上海中乔新舟生物科技有限公司提供;
- 发表[英文论文]请标注: BSA (CSP016) were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd." 或 "ZQXZbio"

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号, 在菜单栏点击快速查询, 选择文献奖励, 即可查看文献奖励详细规则;
- 咨询官方客服, 获取文献奖励详细规则。

****活动最终解释权归中乔新舟生物所有****

