

小鼠视网膜 muller 细胞永生生化专用培养基

货号: ZMY128

【产品简介】

中乔新舟技术团队精心优化小鼠视网膜 muller 细胞永生生化专用培养基经过长期测试, 可保持细胞达到良好的生长状态。本产品已包含细胞生长所需的各种成分, 无需添加任何成分, 可直接用于细胞的体外培养, 如无特别需要不用额外再添加血清和双抗, 可以直接使用。

【产品信息】

细胞类型	小鼠视网膜 muller 细胞永生生化
物理外观	红色澄清液体
浓度	1 X
pH 值	7.0 ~ 7.4
内毒素	<1 EU/mL
微生物检测	细菌、真菌、支原体未检出
细胞生长实验	细胞生长良好, 形态正常

套装组分	组分体积	性状	储存条件	运输条件	有效期
基础培养基	500mL	液体	2 ~ 8°C, 避光	冰袋	12 个月
血清	50mL	液体	-20°C, 避光	干冰	12 个月
添加剂	5mL	液体	-20°C, 避光	干冰	12 个月
双抗	5mL	液体	-20°C, 避光	干冰	12 个月

【使用方法】

1. 在常温条件下溶解添加剂, 轻轻晃动添加物确保内容物混匀;
2. 按照基础培养基: 血清: 添加剂=100: 10: 1 的比例进行配比混匀;
3. 本产品另配 5mL 双抗, 可根据实验要求自主选择使用;
4. 各组分产品避免暴露在阳光下, 防止部分有效成分分解;
5. 不推荐 37°C 水浴加热培养基, 推荐按需分装, 室温预热;
6. 配置好的完全培养基建议三个月左右使用完;
7. 现用现配, 效果更佳。

【注意事项】

1. 本品仅限科研实验用途, 不用于临床诊断及治疗;
2. 操作过程需遵循无菌规范, 避免污染;
3. 请按标签所示温度进行保存;
4. 请在产品有效期内使用。

【企业质量体系】

上海中乔新舟生物有限公司已取得 ISO 9001、GBT13485 医疗器械质量管理体系认证, 全流程质量管控合规可靠。

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官网



公众号



【文献奖励】

科研论文引用中乔新舟产品并成功见刊，可享文献奖励。

- 发表[中文论文]请标注：小鼠视网膜 muller 细胞永生化专用培养基 (ZMY128)由上海中乔新舟生物科技有限公司提供；
- 发表[英文论文]请标注：Specialized culture medium for immortalized mouse retinal muller cells (ZMY128)were kindly provided by Shanghai Zhong Qiao Xin Zhou Biotechnology Co.,Ltd." 或 "ZQXZbio"

获取详情方式

- 关注【中乔新舟】公众号，在菜单栏点击**快速查询**，选择**文献奖励**，即可查看文献奖励详细规则；
- 咨询官方客服，获取文献奖励详细规则。

****活动最终解释权归中乔新舟生物所有****

您可信赖的细胞培养解决方案合作伙伴

High Quality, Competitive Price, Localized Service — Your Trusted Partner for Cell Culture Solutions



官网



公众号

